


STUMPSTRØMPER

Alps Coolmax stumpstrømper

ALPS protesesokk er lett og myk. Gir demping og komfort for en overlegen passform. Sokkene er tilgjengelige i 1, 3 og 5 ply, og er produsert med Coolmax®-fibre for å skape et fuktighetsstyringssystem som beveger svette bort fra kroppen og gjennom stoffet, hvor det kan fordampe raskt.

De har plass til volumfluktuasjoner og kan brukes alene eller sammen med en protese.

- Coolmax®-fibre gir en kjølig, behagelig følelse
- Holder formen over tid med minimal strekk
- Praktisk fargekoding, Blå stripe på sokker med 1 ply gul stripe på 3 ply og grønn stripe på 5 ply.
- Sokker er tilgjengelig i tre modeller; uten hull, med hull og med forsterket hull
- Det plastforsterkede hullet forhindrer at sømmen rundt det distale hullet frynser seg
- Tre vidder; Narrow (20-23cm), Medium (23-31cm) og Wide (31-36cm)
- Fire lengder; 8, 10, 14 og 18 tommer
- Passer for alle aktivitetsnivåer



TRE MODELLER

TRE VIDDER

TRE TYKKELSER

FIRE LENGDER



ARTIKKELNUMMER

	Vidde	Tykkelse	Modell	Lengde i tommer
8030	Narrow = 2 Medium = 3 Wide = 4	1 ply 3 ply 5 ply	Ikke hull = 0 Hull = 2 Forsterket hull = 1	08 (ekstra short) 10 (short) 14 (medium) 18 (long)

Eksempel: 803043014 = Prosthetic Sock, Wide, 3 ply, uten hull, str 14"