

RUSH KID

Kategorivelger i forhold til aktivitetsnivå, brukervekt og størrelse																
Vekt	0 - 14 kg		15 - 20 kg		21 - 27 kg		28 - 34 kg		35 - 41 kg		42 - 48 kg		49 - 54 kg		55 - 61 kg	
Aktivitetsnivå	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact
Størrelse																
19 cm	1P	2P	2P	3P	3P	4P	4P	5P	5P	6P	6P	-	-	-	-	-
20 cm	1P	2P	2P	3P	3P	4P	4P	5P	5P	6P	6P	7P	7P	-	-	-
21 cm	1P	2P	2P	3P	3P	4P	4P	5P	5P	6P	6P	7P	8P	-	8P	-

Art.nr.	Modell	Lev.art.nr.
759601910	RUSH kid 19cm Cat 1P	KID-19-1P-RU
759601920	RUSH kid 19cm Cat 2P	KID-19-2P-RU
759601930	RUSH kid 19cm Cat 3P	KID-19-3P-RU
759601940	RUSH kid 19cm Cat 4P	KID-19-4P-RU
759601950	RUSH kid 19cm Cat 5P	KID-19-5P-RU
759601960	RUSH kid 19cm Cat 6P	KID-19-6P-RU
759602020	RUSH kid 20cm Cat 2P	KID-20-2P-RU
759602030	RUSH kid 20cm Cat 3P	KID-20-3P-RU
759602040	RUSH kid 20cm Cat 4P	KID-20-4P-RU
759602050	RUSH kid 20cm Cat 5P	KID-20-5P-RU
759602060	RUSH kid 20cm Cat 6P	KID-20-6P-RU
759602070	RUSH kid 20cm Cat 7P	KID-20-7P-RU
759602120	RUSH kid 21cm Cat 2P	KID-21-2P-RU
759602130	RUSH kid 21cm Cat 3P	KID-21-3P-RU
759602140	RUSH kid 21cm Cat 4P	KID-21-4P-RU
759602150	RUSH kid 21cm Cat 5P	KID-21-5P-RU
759602160	RUSH kid 21cm Cat 6P	KID-21-6P-RU
759602170	RUSH kid 21cm Cat 7P	KID-21-7P-RU
759602180	RUSH kid 21cm Cat 8P	KID-21-8P-RU