

RUSH RAMPAGE LP

Kategorieltager i forhold til aktivitetsnivå, brukervekt og størrelse																											
Vekt	0 - 48 kg			49 - 64 kg			64 - 79 kg			80 - 95 kg			96 - 111 kg			112 - 127 kg			128 - 143 kg			144 - 159 kg			160 - 166 kg		
Aktivitetsnivå	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact
Størrelse	Normalt			Normalt			Normalt			Normalt			Normalt			Normalt			Normalt			Normalt			Normalt		
22 cm	1	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 cm	1	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	6	5	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 cm	1	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	6	5	6	7	6	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
25 cm	-	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	6	5	6	7	6	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
26 cm	-	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	6	5	6	7	6	7	8	7	8	-	8	-	-	-	-	-
27 cm	-	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	6	5	6	7	6	7	8	7	8	-	8	-	-	-	-	-
28 cm	-	-	-	-	3	4	3	4	5	4	5	6	5	6	7	6	7	8	7	8	9	8	9	-	9	-	-
29 cm	-	-	-	-	3	4	3	4	5	4	5	6	5	6	7	6	7	8	7	8	9	8	9	-	9	-	-

Art.nr.	Modell	Lev.art.nr.
759222100	RUSH RAMPAGE LP 22cm cat 1	RAML-22-1-RU
759222200	RUSH RAMPAGE LP 22cm cat 2	RAML-22-2-RU
759222300	RUSH RAMPAGE LP 22cm cat 3	RAML-22-3-RU
759222400	RUSH RAMPAGE LP 22cm cat 4	RAML-22-4-RU
759222600	RUSH RAMPAGE LP 23cm cat 1	RAML-23-1-RU
759223100	RUSH RAMPAGE LP 23cm cat 2	RAML-23-2-RU
759223200	RUSH RAMPAGE LP 23cm cat 3	RAML-23-3-RU
759223300	RUSH RAMPAGE LP 23cm cat 4	RAML-23-4-RU
759223400	RUSH RAMPAGE LP 23cm cat 5	RAML-23-5-RU
759223600	RUSH RAMPAGE LP 24cm cat 1	RAML-24-1-RU
759224100	RUSH RAMPAGE LP 24cm cat 2	RAML-24-2-RU
759224200	RUSH RAMPAGE LP 24cm cat 3	RAML-24-3-RU
759224300	RUSH RAMPAGE LP 24cm cat 4	RAML-24-4-RU
759224400	RUSH RAMPAGE LP 24cm cat 5	RAML-24-5-RU
759225200	RUSH RAMPAGE LP 25cm cat 2	RAML-25-2-RU
759225300	RUSH RAMPAGE LP 25cm cat 3	RAML-25-3-RU
759225400	RUSH RAMPAGE LP 25cm cat 4	RAML-25-4-RU
759225500	RUSH RAMPAGE LP 25cm cat 5	RAML-25-5-RU
759225600	RUSH RAMPAGE LP 25cm cat 6	RAML-25-6-RU
759225700	RUSH RAMPAGE LP 25cm cat 7	RAML-25-7-RU
759226200	RUSH RAMPAGE LP 26cm cat 2	RAML-26-2-RU
759226300	RUSH RAMPAGE LP 26cm cat 3	RAML-26-3-RU
759226400	RUSH RAMPAGE LP 26cm cat 4	RAML-26-4-RU
759226500	RUSH RAMPAGE LP 26cm cat 5	RAML-26-5-RU
759226600	RUSH RAMPAGE LP 26cm cat 6	RAML-26-6-RU
759226700	RUSH RAMPAGE LP 26cm cat 7	RAML-26-7-RU
759226800	RUSH RAMPAGE LP 26cm cat 8	RAML-26-8-RU
759227300	RUSH RAMPAGE LP 27cm cat 2	RAML-27-2-RU
759227400	RUSH RAMPAGE LP 27cm cat 3	RAML-27-3-RU
759227500	RUSH RAMPAGE LP 27cm cat 4	RAML-27-4-RU
759227600	RUSH RAMPAGE LP 27cm cat 5	RAML-27-5-RU
759227700	RUSH RAMPAGE LP 27cm cat 6	RAML-27-6-RU
759227800	RUSH RAMPAGE LP 27cm cat 7	RAML-27-7-RU
759227900	RUSH RAMPAGE LP 27cm cat 8	RAML-27-8-RU
759228300	RUSH RAMPAGE LP 28cm cat 3	RAML-28-3-RU
759228400	RUSH RAMPAGE LP 28cm cat 4	RAML-28-4-RU
759228500	RUSH RAMPAGE LP 28cm cat 5	RAML-28-5-RU
759228600	RUSH RAMPAGE LP 28cm cat 6	RAML-28-6-RU
759228700	RUSH RAMPAGE LP 28cm cat 7	RAML-28-7-RU
759228800	RUSH RAMPAGE LP 28cm cat 8	RAML-28-8-RU
759228900	RUSH RAMPAGE LP 28cm cat 9	RAML-28-9-RU
759229300	RUSH RAMPAGE LP 29cm cat 3	RAML-29-3-RU
759229400	RUSH RAMPAGE LP 29cm cat 4	RAML-29-4-RU
759229500	RUSH RAMPAGE LP 29cm cat 5	RAML-29-5-RU
759229600	RUSH RAMPAGE LP 29cm cat 6	RAML-29-6-RU
759229700	RUSH RAMPAGE LP 29cm cat 7	RAML-29-7-RU
759229800	RUSH RAMPAGE LP 29cm cat 8	RAML-29-8-RU
759229900	RUSH RAMPAGE LP 29cm cat 9	RAML-29-9-RU