

RUSH KID - KATEGORIVELGER

Kategorivelger i forhold til aktivitetsnivå, brukervekt og størrelse																
Vekt	0 - 14 kg		15 - 20 kg		21 - 27 kg		28 - 34 kg		35 - 41 kg		42 - 48 kg		49 - 54 kg		55 - 61 kg	
Aktivitetsnivå	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact
Størrelse																
19 cm	1P	2P	2P	3P	3P	4P	4P	5P	5P	6P	6P	-	-	-	-	-
20 cm	1P	2P	2P	3P	3P	4P	4P	5P	5P	6P	6P	7P	7P	-	-	-
21 cm	1P	2P	2P	3P	3P	4P	4P	5P	5P	6P	6P	7P	8P	-	8P	-