

RUSH RAMPAGE LP - KATEGORIVELGER

Kategorivelger i forhold til aktivitetsnivå, brukervekt og størrrelse																											
Vekt	0 - 48 kg			49 - 64 kg			64 - 79 kg			80 - 95 kg			96 - 111 kg			112 - 127 kg			128 - 143 kg			144 - 159 kg			160 - 166 kg		
Aktivitetsnivå	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact	Lavt	Høyt	High Impact
Størrrelse	Normalt	Høyt	High Impact	Normalt	Høyt	High Impact	Normalt	Høyt	High Impact	Normalt	Høyt	High Impact	Normalt	Høyt	High Impact	Normalt	Høyt	High Impact	Normalt	Høyt	High Impact	Normalt	Høyt	High Impact	Normalt	Høyt	High Impact
22 cm	1	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 cm	1	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	6	5	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 cm	1	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	6	5	6	7	6	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
25 cm	-	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	6	5	6	7	6	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
26 cm	-	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	6	5	6	7	6	7	8	7	8	-	8	-	-	-	-	-
27 cm	-	2	3	2	3	4	3	4	5	4	5	6	5	6	7	6	7	8	7	8	-	8	-	-	-	-	-