

Point Partial

alfimed

Produktoversikt



Oversikt

Point Partial er laget av titan og rustfritt stål, noe som gir en optimal kombinasjon av styrke og lav vekt – hver protese veier kun 15–20 gram.

Den finnes i tre standardlengder (45, 50 og 55 mm), og er spesielt utviklet for personer med delvis fingeramputasjon ved eller nær PIP-leddet. Hver finger tåler en belastning på opptil 68 kg, noe som gjør den til et pålitelig valg både i hverdagen og på jobb.

Produktfunksjoner

- Enhåndsposisjonering – Protesen kan justeres med én hånd for enkel bruk i hverdagen.
- Naturlig bevegelse – Bøying og rotasjon rundt PIP-leddet gir bedre funksjon.
- Lett og sterk – Slitesterk konstruksjon med lav vekt.
- Touch-kompatibel – Fingertuppen fungerer på berøringsskjermer og kan byttes ut.

Point Partial – Delvis fingerprotese

Point Partial er en robust, passiv fingerprotese designet for personer med delvise fingeramputasjoner nær det proksimale interfalangealledet (PIP). Fremstilt i titan og rustfritt stål tilbyr protesen en lett, men sterk løsning for funksjonsgjenvinning og økt selvstendighet. Den innovative låsemekanismen muliggjør låsing i syv ulike bøyeposisjoner, og gir brukeren god fleksibilitet og kontroll i daglige aktiviteter.



Art.nr.	Modell	Lengde
914027045	Point Partial Mounting Kit	45 mm
914027050	Point Partial Mounting Kit	50 mm
914027055	Point Partial Mounting Kit	55 mm
914029000	Point Partial - 1 Year Extended Warranty	
914029045	Point Partial	45 mm
914029050	Point Partial	50 mm
914029055	Point Partial	55 mm