



skinergyplus

 **steeper**
Creating life's turning points, together

alfumed

info@alfumed.no Tlf. 31 29 68 86

Skinergy Plus

Benkosmetikk

Fremstillet ved hjelp av den nyeste innovasjonen i silikonpolymer-teknologi, gir Skinergy Plus et ekstremt høyt nivå av estetisk utseende for personer med underbensamputasjon og gir en unik sømløs finish.

Lett å tilpasse med økt slitestyrke og forbedret realisme.

Skinergy Plus er vår mest imponerende benkosmetikk til nå.



19 TrueFinish™ farger

Skinergy Plus er tilgjengelige i 19 farger med den unike TrueFinish mikropigmentering for forbedret realisme. Leveres i fotstørrelse 22 – 30 cm og 2 leggstørrelser



Bildene over gir kun en indikasjon av farvene. Ta kontakt med oss for farveprøver

Slitesterk

Integrert forsterket mesh og avansert silikonmateriale for en mer slitesterk overflate.

Signifikant forbedret rivemotstand og 25% elastikk gjør at Skinergy Plus passer til nærmest alle hylser og beskytter proteselementene i leggen.

Flekkavvisende. Lett å rengjøre med vann og såpe.

Optimal passform

Hver Skinergy Plus strekkes komfortabelt til å passe to fotstørrelser og en variasjon av fottyper.

Tilgjengelig i to leggstørrelser for optimal passform.

Forbedret realisme

Tilgjengelig i 19 fargetoner med den unike TrueFinish mikropigmenteringen for et autentisk utseende.

Sømløs finish gir økt realisme.

Tilgjengelig både med hel og delt tå.

Passer alle føtter i størrelse 22 – 30 cm

Lett å bruke

Økt lengde med ca 20% for å gi en mykere overgang til hylsen.

Enkel å bruke, bare å rulle på og av. Gir enkelt tilgang til underliggende komponenter for vedlikehold og justering.

Skinergy Plus Ordering Information

| Split Toe Part number | Closed Toe Part number | Foot Size (cm) | Ankle Circ. | | Mid Calf Circ. | | Top of Cover Circ. | | Cover Length from Floor to - | |
|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|------|----------------|------|--------------------|------|------------------------------|-----------|
| | | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mid Calf | Cover Top |
| TLC22LS/E* | TNS22LS/E* | 22-23 | 20 | 25 | 28 | 35 | 26 | 32.5 | 32 | 55 |
| TLC22RS/E* | TNS22RS/E* | 22-23 | 20 | 25 | 28 | 35 | 26 | 32.5 | 32 | 55 |
| TLC22LL/E* | TNS22LL/E* | 22-23 | 20 | 25 | 32 | 40 | 30 | 37.5 | 32 | 55 |
| TLC22RL/E* | TNS22RL/E* | 22-23 | 20 | 25 | 32 | 40 | 30 | 37.5 | 32 | 55 |
| TLC24LS/E* | TNS24LS/E* | 24-25 | 22 | 27.5 | 31 | 39 | 29 | 36 | 34.5 | 57 |
| TLC24RS/E* | TNS24RS/E* | 24-25 | 22 | 27.5 | 31 | 39 | 29 | 36 | 34.5 | 57 |
| TLC24LL/E* | TNS24LL/E* | 24-25 | 22 | 27.5 | 35 | 44 | 33 | 41 | 34.5 | 57 |
| TLC24RL/E* | TNS24RL/E* | 24-25 | 22 | 27.5 | 35 | 44 | 33 | 41 | 34.5 | 57 |
| TLC26LS/E* | TNS26LS/E* | 26-27 | 22 | 28 | 32 | 40 | 30 | 37.5 | 37 | 61 |
| TLC26RS/E* | TNS26RS/E* | 26-27 | 22 | 28 | 32 | 40 | 30 | 37.5 | 37 | 61 |
| TLC26LL/E* | TNS26LL/E* | 26-27 | 22 | 28 | 37 | 46 | 35 | 44 | 37 | 61 |
| TLC26RL/E* | TNS26RL/E* | 26-27 | 22 | 28 | 37 | 46 | 35 | 44 | 37 | 61 |
| TLC28LS/E* | TNS28LS/E* | 28-30 | 24 | 30 | 34 | 42.5 | 32 | 40 | 39.5 | 66 |
| TLC28RS/E* | TNS28RS/E* | 28-30 | 24 | 30 | 34 | 42.5 | 32 | 40 | 39.5 | 66 |
| TLC28LL/E* | TNS28LL/E* | 28-30 | 24 | 30 | 39 | 49 | 37 | 46 | 39.5 | 66 |
| TLC28RL/E* | TNS28RL/E* | 28-30 | 24 | 30 | 39 | 49 | 37 | 46 | 39.5 | 66 |

| Part Number | Description |
|-------------|---|
| NCT9740 | Skinergy Plus TrueFinish 25mm Punchtool |
| E24655 | Skinergy Plus TrueFinish Swatch Kits |
| E26625/E* | Skinergy Plus TrueFinish Patch Kits |
| E26626/E* | Skinergy Plus TrueFinish Spare Parts |

Note: E* denotes colour. For example, TNS22LS/E5

To access the foot bolt for maintenance purposes if required, a punch tool is available to create an access hole. The colour patch kit includes adhesive and colour matched silicone patches to provide a suitable seal. Spare patches are also available.

