



CLICK

Katalog 2024




alfimed



CLICK

Nye Click Reel®



Nye Click Reel® er

- Enkel å installere
- Enkel å tre
- Enkel å fjerne
- Enkel å erstatte

Kraftig

Gear for hastighet og styrke. Hurtig spoling av lace (1:1) som automatisk skifter til styrkemodus (7:1) for økt kraft og presis justering. Brukervekt opp til 135 kg.

Toveis-justering

Mikro-justerbar for stramming og løsning av trykk.

Solid

Metallkomponenter for sikkerhet og lang levetid på produktet.

Lav profil

14 mm synlig høyde.





CLICK

RevoSurface® Med nye Click Reel®



RevoSurface® gir deg mulighet til å ettermontere brukerjustering på ortosen eller protesen.



KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
	<p>RevoSurface® Tool Kit med Click® Reel</p> <p>Inneholder:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Click Reel• 1 Surface Collar• 1 Surface Shim• 2m HC Lace• 1,8m Lamination Tubing• 1 Metal Lace Feeder• 3 Metal Lace Feeders• 1 Reel Tool• 10 Surface Guides• 5 Releasing Guides• 4 Phillips Head Screws• 4 Torx Head Screws	760510000
	<p>HC Lace Kit</p> <p>2m HC (High Capacity) Lace for RevoLock Align, RevoLock 4-Hole og RevoSurface kits med Click Reel og RevoLock Kits med BOA® hjul</p>	760860100

En komplett serie med reservedeler som gjør at systemet kan fungere som nytt gjennom protesens/ortosens levetid

KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
	Click Reel® og HC Lace Kit Click Reel og 2m HC Lace RevoSurface® og RevoLock® Kits med Click Reel	760860000
	Surface Guide 10-Pk for RevoSurface® Kits med Click Reel.	760861010
	Surface Collar For overflatemontering.	760861020
	Surface Releasing Tab 5-Pk Tabs for p erstatte eksisterende tabs, eller for å konvertere snørebanen på en enhet fra fast til utløsende slik at enheten kan åpnes helt	760861050
	Lamination Tube – 1,5m For alle Revo Kits med Click Reel eller BOA® hjul	760862010
	HC (High Capacity) Lace - 25m for RevoSurface® og RevoLock® Kits med Click Reel	760970000
	Comfort Grip Ring - Black 5-Pack Sørger for mykt grep og 10% økt skrukraft på eksisterende Click Reel.	760171050
	Power Grip Ring - Black 5-Pack Sørger for mykt grep og 20% økt skrukraft på eksisterende Click Reel.	760171150

RevoFit® Lamination Kit gir deg mulighet til å plassere brukerjustering hvor som helst på hylsen



KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
	<p>RevoFit® Lamination Kit</p> <p>Inneholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Click Reel • 1 Laminating Collar • 2m HD Lace • 1 Metal Lace Feeder • 3 Plastic Lace Feeders • 1 Reel Tool • 1,8 m Lamination Tubing 	760170000
<p>Inneholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 Click® Reels • 10 Lamination Collars • 25m Spool of HD Lace • 5 Metal Lace Feeders • 20 Plastic Lace Feeders • 3 Reel Tools • 10 Lamination Tubes 1,8m 	<p>RevoFit® Lamination Fabricators 10-Pk</p>	760170010
	<p>HD Lace Kit</p> <p>2m HD Lace for RevoLock og RevoSurface med Click Reel og RevoLock Kits med BOA® hjul</p>	760860200

En komplett serie med reservedeler som gjør at systemet kan fungere som nytt gjennom hylsens levetid

KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
	<p>Click Reel® and HD Lace Kit</p> <p>Click Reel® og 2m HD Lace for RevoFit®</p>	760860207
	<p>Lamination Collar</p> <p>for RevoFit® og alle RevoLock® Kits med Click Reel</p>	760862000
	<p>Lamination Tube - 1,5m</p> <p>for Revo-kits</p>	760862010
	<p>HD Lace – 25m</p> <p>Passer til både RevoFit® med Click Reel og RevoFit med BOA® hjul</p>	760970200
	<p>Comfort Grip Ring - Black 5-Pack</p> <p>Sørger for mykt grep og 10% økt skrukraft på eksisterende Click Reel.</p>	760171050
	<p>Power Grip Ring - Black 5-Pack</p> <p>Sørger for mykt grep og 20% økt skrukraft på eksisterende Click Reel.</p>	760171150

To løsninger som gjør produksjon og suspensjon enklere .




RevoLock® 4-Hole Kit

- For standard alignment fabrikasjon
- Enkel å ettermontere/erstatte pinlås systemer
- Quick connect snap gjør det enkelt og trygt for brukeren
- Enkel produksjonsprosess.
- 25 mm byggehøyde
- RevoLock® Tool Form tilgjengelig for 4 hulls system



RevoLock® Align Kit

- For små stumper, pediatriske applikasjoner eller øvre ekstremiteter
- Ideel for bruk med pyramidesystem.
- Quick connect snap gjør det enkelt og trygt for brukeren
- Enkel alignment
- Designet for enkel eller dobbel laminering
- 38 mm byggehøyde

KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
	<p>RevoLock® 4-Hole Kit</p> <p>RevoLock® 4-Hole Kit for standard alignment fabrikasjon</p>	760260000
	<p>RevoLock® Align Kit</p> <p>RevoLock® Align Kit for transferable alignment fabrikasjon.</p>	760270000
	<p>RevoLock® Tool Form</p> <p>RevoLock® Tool Form er et nødvendig, gjenbrukbart fabrikasjonsverktøy for RevoLock® 4-Hole Kits.</p>	760280000


En komplett serie med reservedeler som gjør at systemet kan fungere som nytt gjennom hylsens levetid

KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
	<p>HC Lace Kit</p> <p>2m HC (High Capacity) Lace for RevoLock Align, RevoLock 4-Hole og RevoSurface kits med Click Reel og RevoLock Kits med BOA® hjul</p>	760860100
	<p>Click Reel® og HC Lace Kit</p> <p>Click Reel og 2m HC Lace RevoSurface® og RevoLock® Kits med Click Reel</p>	760860000
	<p>Lamination Collar</p> <p>For RevoFit® og alle RevoLock® Kits med Click Reel</p>	760862000
	<p>Lamination Tube – 1,5m</p> <p>For alle Revo Kits med Click Reel eller BOA® hjul</p>	760862010
	<p>RevoLock® LE Quick Connect Insert</p> <p>for tilkobling til liner for nedre ekstremiteter. Kompatibel med RevoLock® Quick Connect Snap for snor kobling. Ofte kjøpt for å montere på flere linere.</p>	760863020
	<p>RevoLock® LE Quick Connect Snap</p> <p>kobler RevoLock® snorkobling til lineren via RevoLock® LE Quick Connect Insert.</p>	760863030
	<p>RevoLock® Tool Form Plug 5-Pack</p> <p>brukes av verkstedene for å sikre at de har ekstra plugger tilgjengelig for sikkerhets skyld.</p>	760863050

Fortsetter neste side

Fortsetter fra forrige side

KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
	<p>RevoLock® LE Fixed Insert RevoLock Fixed Threaded Insert (M10) for lower extremity liners only. Compatible with RevoLock 4-Hole and RevoLock Align Kits. Best for patients who cannot operate the RevoLock Quick Connect Snap or suction systems needing an airtight seal. This part is NOT releasable and does not connect to the RevoLock LE Quick Connect Snap</p>	760863070
	<p>RevoLock® UE Fixed Insert M6 gjenget innsats for linere til øvre ekstremitet. Kompatibel med RevoLock® 4-Hole Kit og RevoLock® Align Kit. Denne delen kan IKKE løses ut og kan ikke kobles til RevoLock® Snap.</p>	760863060
	<p>RevoLock® Slider Part Kit</p>	760263000
	<p>RevoLock® Slider Lamination Kit</p>	760293090
	<p>HC (High Capacity) Lace - 25m for RevoSurface® og RevoLock® Kits med Click Reel</p>	760970000
	<p>Comfort Grip Ring - Black 5-Pack</p> <p>Sørger for mykt grep og 10% økt skrukraft på eksisterende Click Reel.</p>	760171050
	<p>Power Grip Ring - Black 5-Pack</p> <p>Sørger for mykt grep og 20% økt skrukraft på eksisterende Click Reel.</p>	760171150





RevoLock Lanyard V2 er designet for å være likt det originale RevoLock Lanyard kittet, inkludert det velkjente BOA®-hjulet.

RevoLock Lanyard V2 gir en kjent løsning som samsvarer med det kundene er vant til når de brukte den originale RevoLock.

Maks. brukervekt 100kg

KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
	<p>RevoLock Lanyard V2 med BOA® hjul Kit inneholder: 1 x BOA® Lanyard V2 Dial + Conversion Collar, 1 x Lamination Collar, 1 x Legacy Distal Housing, 1 x Legacy Fixed Threaded Insert, 2m HC Lace, 1 x PTFE Sheathed Tubing + Spring</p>	760330220
	<p>RevoLock V2 BOA® hjul og HC Lace Kit (Port C) Replacement BOA® Lanyard V2 Dial, 2m of HC (High Capacity) Lace, Steel Lace Feeder. Compatible with sockets fabricated with the Click Lamination Collar. For use with Port C Lace exit</p>	760331000
	<p>RevoLock V2 BOA® hjul og HC Lace Kit (Port A) Replacement BOA® Lanyard V2 Dial, 2m of HC (High Capacity) Lace, Steel Lace Feeder. Compatible with sockets fabricated with the Click Lamination Collar. For use with Port A Lace exit</p>	760331010
	<p>RevoLock V2 HC Lace Kit 2m of HC (High Capacity) Lace, Steel Lace Feeder. Compatible with sockets fabricated with the Click Lamination Collar.</p>	760331200









CLICK

QuickFit™ Lacer Med BOA hjul

KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
 	<p>QuickFit™ Lacer Kit består av hjul, vaier og guides. Komplet sett for én sko. Dette kittet er ferdig montert, det eneste du trenger å gjøre er å nagle fast guidene og hjulet. Monteres på ett par sko på 5 minutter, derav navnet QuickFit™.</p> <p>Kommer i fire størrelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X-small for skostørrelser opp til 35 • Small for skostørrelse 36 til 41 • Medium for skostørrelse 42 og oppover • Large for AFO's eller støvler som går over ankelen 	760410010 X-Small
		760420011 Small
		760430012 Medium
		760440013 Large

Tilleggsutstyr QuickFit™ Lacer

KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
	<p>QuickFit® Releasing Lacer, LG Gir økt åpningsfunksjon på QuickFit™ Lacer slik at systemet kan åpnes fullt, som en dør, og dermed gjør det lettere å ta ortosen av og på.</p>	760411000
	<p>QuickFit™ Tool</p>	760490000
	<p>QuickFit™ Rivets, 100 stk</p>	760480000
	<p>QuickFit™ Lacer Multi-Packs</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 QuickFit™ Lacer • 100 Rivets 	760410110 X-Small 760420111 Small 760430112 Medium
	<p>QuickFit™ Lacer Replacement Kit for X-Small, Small og Medium QuickFit™ Lacers</p>	760460000
	<p>QuickFit™ Lacer Replacement Kit for Large QuickFit™ Lacer og QuickFit™ Releasing kits</p>	760470000



CLICK


QuickFit™ Straps Med BOA hjul

QuickFit™ Buckles

QuickFit™ Straps

KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
	<p>QuickFit™ Straps kan opereres med bare en hånd og lar brukeren raskt og enkelt tilpasse passform og komfort. Hvert "click" på hjulet beveger stroppen 1mm for den perfekte passform til enhver tid.</p> <p>Svart.</p> 	760610000 1,5"







QuickFit™ Buckles

KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
	<p>Kraftfull magnet spenne "klikker" seg selv på plass og holder hele dagen. Låses enkelt med bare en hånd. Spennen er designet til holde lengre enn et produkt med borrelås. Kan lett kobles til QuickFit™ Straps. Gjør stroppen 100mm lengre. Klippes for å justere lengden.</p>	760710000 1,5"



CLICK

Reservedeler til systemer med BOA hjul

KOMPONENT	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
RevoFit® Re-Lacing Kit 	2m HD (High Durability) Lace kompatibel <i>kun</i> med tidligere RevoFit2 system.	760140000
RevoFit® Dial and Lace Replacement Kit 	BOA hjul og 2m HD Lace kompatibel <i>kun</i> med tidligere RevoFit2 system.	760160000
RevoLock® Lanyard Dial and Lace Replacement Kit 	BOA hjul og 1,2m Lace kompatibel <i>kun</i> med tidligere RevoLock Kits med BOA M3 hjul..	760220000
RevoLock Lanyard Re-Lacing Kit 	1,2 m Lace kompatibel <i>kun</i> med tidligere RevoLock kits med BOA hjul	760230000
RevoLock Lanyard Lower-Ex Threaded Insert (10mm) 	RevoLock Lower-Extremity Threaded insert som fester snoren til lineren via en gjenget forbindelse.	760240000
RevoLock Lanyard Upper-Ex Threaded Insert (6mm) 	RevoLock Upper-Extremity Threaded insert som fester snoren til lineren via en gjenget forbindelse	760250000
RevoLock Soft Replacement Lace	10 m	760960000



Alfimed AS, Olav Brunborgs vei 6, 1396 Billingstad
www.alfimed.no, Tlf. 31 29 68 86, Epost: info@alfimed.no