

Kinnex 2.0

Freedom Kinnex integrerar världens snabbast svarande mikroprocessor ankel/fot-teknologi och kolfiber för att ge låg- och medelaktiva i K3-nivå den stabilitet de förväntar sig – direkt. Oöverträffad markanpassning, förbättrad komfort och automatiska höljhöjdsjusteringar håller användarna stadiga och säkra, i vått och torrt. Med 30 graders mikroprocessorkontrollerad rörelse, 20° plantarflexion och 10° dorsalflexion, tillåter Kinnex protesanvändaren att navigera i hinder såsom: ramper, sluttningar, ojämn terräng och trappor med ökat självförtroende och stabilitet. Denna rörelse minskar också trycket i hylsan och förbättrar komforten när du sitter, sitter på huk eller står.



Målanvändare

- Låg- och medelaktiva K3-nivå som kräver oöverträffad markanpassning för vardagliga aktiviteter.
- Protesanvändare som kräver att fotleden självständigt anpassar sig till förändringar i terräng och hastighet.
- Enstaka vattennedsänkning

Håll dig jordad.

- Mikroprocessorkontrollerat motstånd för att optimera stabilitet i varierad terräng och förändringar i gångmönster.
- Med 30 graders mikroprocessorkontrollerad rörelse, 20° plantarflexion och 10° dorsalflexion, tillåter Kinnex protesanvändaren att ge sig an hinder såsom: ramper, sluttningar, ojämn terräng och trappor med ökat självförtroende och stabilitet. Denna rörelse minskar också trycket i hylsan och förbättrar komforten när du sitter, sitter på huk eller står.
- Manuellt lås: möjliggör bekväm och snabb låsning av fotleden vid körning eller vissa aktiviteter.
- IP67-klassning för nedsänkning i sötvatten i upp till 30 minuter på 1 m djup.
- Höljhöjdsjusteringar upp till 5 cm.

Känn dig ansluten.

- Kinnex GaitLab-app för ortopedteknisk personal för att göra patientinställningar med en smartphone
- Kinnex Patient-app för användaren att övervaka batteristatus, göra höljjusteringar, välja skor och finjustera prestanda och komfortinställningar.

Storlekar: 24 – 30 cm

Sandal Toe Storlekar: 24 – 28 cm

Användarviktsbetyg: 125 kg

Bygghöjd: 184 mm – 186 mm (beroende på fotstorlek)

Genomsnittlig produktvikt: 1,49 kg (utan fotskal)

Batteritid: 24 timmar

Ingen ström Standardläge: Manuellt lås

Laddningstid: 3 timmar

Kontakt: Pyramid

Hudtoner fotskal: Ljus, Medium, Mörk

Garanti: Fotmodul 36 månader, fotskal 6 månader

Vattenbeständighet: IP67, säker för tillfällig nedsänkning i vatten i upp till 30 minuter till ett djup av 1 m.